

DENTCALL SYSTEMS

DENTCALL software version 3

Så er der nyt software til DENTCALL. Der 4 nye funktioner tilføjet. De nye funktionerne vil være tilgængelig i DENTCALL efter 1. April 2016

De nye funktioner kan tilføjes til eksisterende DENTCALL anlæg.

Du kan bestille en opgradering til dit nuværende kaldeanlæg så du får muligheden for at udnytte de sidste nye funktioner i DENTCALL systemet.

4 nye funktioner . .

Funktionerne er kun aktive hvis de vælges på hvert panel:

1: Vis rækkefølge

Vis hvilken 2 opkald der har ventet længst. Dette vises ved at lampen blinker med forskellige hastigheder. Hvis et opkald afmeldes rykkes næste opkald frem i køen.

2: Vis ID status på buzzer udgang

Viser ID status på buzzer udgangen, hvis der er valgt ID på panelet. Denne funktion bruges hvis der f.eks. ønskes en ekstern lampe som vises ID status.

3: Nødopkald

Hvis denne funktion er aktiveret og et opkald fra unitten eller panel er holdt inde i mere end 3 sek. aktiveres nødopkald. Det valgte nummer blinker hurtigt og giver en beep hvert 3 sek. Opkaldet kan kun nulstilles på det panel som opkaldet er foretaget fra.

4: Vis dør åbent

Hvis denne funktion er valgt og hoveddøren åbnes, lyser knap 0 og en kort beep høres. Knap 0 vil lyse så længe døren er åbent. Denne funktion kræver at der er tilsluttet en dørkontakt til et panel til dette formål.

Bestilling af opgradering

Opdateringen af DENTCALL anlæg skal ske ved et besøg på klinikken, hvor alle paneler programmeres med den nye software version 3.

Kontakt os for information om en opgradering af dit DENTCALL anlæg.

»Vi er stolte over et produkt der giver disse muligheder...«

»Selve softwareopdateringen er gratis men der skal betales for at få det udført...«

»Alle paneler i et anlæg skal opdateres og testes efterfølgende...«

»Kontakt os for flere informationer...«
